И.Н.Фетисов

ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Методические указания к выполнению лабораторной работы Э -60 по курсу общей физики

ВВЕДЕНИЕ

Электромагнитное поле — особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрически заряженными частицами [1-3]. Электромагнитное поле имеет две переменные составляющие — электрическое поле и магнитное поле, взаимно порождающие друг друга. Эти поля можно получить раздельно, но только в виде постоянных полей. Источником постоянного электрического поля, называемого электростатическим, или потенциальным, служат неподвижные электрические заряды.

Электромагнитное поле обладает энергией. В данной работе рассматривается электростатическое поле, энергию которого легче всего изучать с помощью конденсатора. В конденсаторе можно сосредоточить большую электрическую энергию, которую легко превратить в другую форму – тепловую или механическую.

Цель работы – ознакомление с электростатическим полем; измерение энергии электрического поля конденсатора с помощью калориметра.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Электрическое потенциальное поле

Электрическое потенциальное поле в каждой точке пространства характеризуют вектором \mathbf{E} (*напряженность* поля) и скалярной величиной ϕ , называемой *потенциалом*. Напряженность поля – силовая характеристика, а потенциал – энергетическая.

Если на помещенный в поле точечный положительный заряд q ("пробный" заряд) действует сила \mathbf{F} (рис. 1), то поле в данной точке имеет *напряженность*

$$\mathbf{E} = \mathbf{F} / q. \tag{1}$$

Модуль вектора E, Н/Кл, численно равен силе, действующей на единичный заряд. Примечание: векторы набраны жирным шрифтом.




Рис. 1. К определению напряженности электрического поля: 1 – заряды - источник поля; 2 – «пробный» заряд.

Основным законом электростатики является *закон Кулона*: два неподвижных точечных заряда взаимодействуют в вакууме с силами, пропорциональными произведению модулей зарядов и обратно пропорциональными квадрату расстояния между ними

$$F = q_1 \, q_2 / (4\pi \, \varepsilon_0 \, r^2), \tag{2}$$

где $\varepsilon_0 = 8,85^{\circ}10^{-12}$ Ф/м (фарад на метр) – электрическая постоянная.

Если источником поля служит точечный заряд q, то напряженность поля в вакууме на расстоянии r от него равна

$$E = q / (4\pi \varepsilon_0 r^2). \tag{3}$$

Легко видеть, что (3) следует из (1) и (2).

Если поле создается несколькими зарядами (рис. 2) и каждый из них в отдельности в некоторой точке пространства создает поле напряженности $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots \mathbf{E}_n$, то суммарное поле имеет напряженность, определяемую геометрической суммой векторов (*принцип су-перпозиции* электрического поля):

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots + \mathbf{E}_n.$$

$$q_1 \qquad \qquad E_2 \qquad \qquad E_1$$

Рис. 2. Принцип суперпозиции электрических полей.

Если в поле «обычных» зарядов (их называют *сторонними*) находится диэлектрик, то он *поляризуется* [1-3]. В этом случае поле создается зарядами двух различных видов — сторонними и *связанными* (внутри молекулярного диполя), причем поле становится слабее, чем было в вакууме. Расчет поля в диэлектрике рассматривается в [1-3]. В простом случае, когда точечный заряд q находится в однородном, протяженном диэлектрике, напряженность поля уменьшается в ϵ раз

$$E = q / (4\pi \varepsilon \varepsilon_0 r^2), \tag{4}$$

где є – характеристика данного диэлектрика, его диэлектрическая проницаемость.

Если точечный заряд q перемещается в электрическом поле, то действующая на него сила $\mathbf{F} = q \mathbf{E}$ совершает работу. Элементарная работа силы на перемещении $d \mathbf{l}$ равна (рис. 3)

$$dA = \mathbf{F} d\mathbf{l} = q\mathbf{E} d\mathbf{l} = q E d l \cos \alpha$$
,

а вся работа сил поля на пути от точки 1 до точки 2 определяется как

$$A = q \int \mathbf{E} d\mathbf{l}. \tag{5}$$

Этот интеграл берется по некоторой линии (пути).

Силы, действующие на заряд в <u>электростатическом</u> поле, являются *консервативными силами*, для них работа (5) не зависит от формы пути, а работа по замкнутому пути равна нулю. Такое поле называют *потенциальным* электрическим полем. Источником по-




Рис. 3. Работа при перемещении заряда в электрическом поле.

тенциального поля служат электрические заряды.

Кроме потенциального, имеется *вихревое* электрическое поле [1-3], возникающее в переменном магнитном поле. Линии вихревого поля – замкнутые, а работа в нем по замкнутой линии не равна нулю.

Поскольку работа (5) в потенциальном поле не зависит от формы пути, ее представляют как убыль *потенциальной энергии* W_p заряда q при перемещении заряда из точки 1 в точку 2

$$A = q \int \mathbf{E} d\mathbf{1} = W_{p1} - W_{p2}. \tag{6}$$

Потенциальная энергия W_p заряда q зависит от величины заряда. Но если энергию разделить на заряд, то получим энергетическую характеристику поля в данной точке, называемую *потенциалом*

$$\varphi = W_p/q. \tag{7}$$

Единица потенциала – вольт, В = Дж/Кл (джоуль на кулон).

Подстановкой (7) в (6) получим выражение для работы сил поля при перемещении заряда из точки с потенциалом φ_1 в точку с потенциалом φ_2

$$A = q (\varphi_1 - \varphi_2).$$

Разность потенциалов называют напряжением между двумя точками поля

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = A/q.$$

Рассмотрим два точечных, положительных (т.е. отталкивающихся) заряда q и q_1 , находящихся в вакууме на расстоянии r друг от друга. Неподвижный заряд q примем за источник поля, напряженность которого в месте расположения второго заряда

$$E = q/(4\pi \varepsilon_0 r^2)$$
.

Пусть в этом поле перемещается вдоль линии напряженности заряд q_1 из исходной точки до бесконечности. Тогда работа сил поля (см. (6)) равна

$$A = q q_1 / (4\pi \varepsilon_0) \int dr/r^2 = q q_1 / (4\pi \varepsilon_0 r). \tag{8}$$

Эта работа равна убыли потенциальной энергии. Из соображений целесообразности, потенциальную энергию на бесконечности принимают за нуль: $W_{p2} = 0$. Тогда из (6) и (8) получаем выражение для потенциала поля точечного заряда на расстоянии r в вакууме

$$\varphi = q/(4\pi \,\varepsilon_0 r). \tag{9}$$

Знак потенциала совпадает со знаком заряда.

Если поле создается несколькими зарядами, то в данной точке потенциал равен алгебраической сумме потенциалов от каждого заряда (принцип суперпозиции полей)

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \ldots + \varphi_n.$$

Работу в (8) можно рассматривать как *потенциальную* энергию взаимодействия в вакууме двух точечных зарядов на расстоянии r

$$W_p = q_1 q_2 / (4\pi \, \varepsilon_0 r). \tag{10}$$

Знак потенциальной энергии зависит от знаков обоих зарядов; энергия положительная для одноименных зарядов и отрицательная – для разноименных.

Формулу (10) можно обобщить на случай произвольного числа точечных зарядов; энергия взаимодействия системы точечных зарядов

$$W_p = (1/2) \sum q_i \varphi_i, \tag{11}$$

где φ_i – потенциал поля в точке расположения заряда q_i от всех зарядов, кроме q_i .

Часто заряды располагаются на металлическом проводнике или незаряженный проводник находится в электростатическом поле других зарядов. В этих случаях электроны проводимости так перераспределяются по металлу, что стационарное поле внутри проводника становится равным нулю: $\mathbf{E} = 0$. Тогда, как следует из формулы (6), все точки металла имеют одинаковый потенциал.

Применяя теорему Гаусса для поля внутри проводника, можно показать, что внутри проводника избыточных зарядов нет, они находятся в тонком поверхностном слое проводника [1-3].

2. Энергия электрического поля, конденсаторы, электроемкость

Конденсатором называют устройство из двух близко расположенных металлических проводников (обкладок), разделенных изолятором.

Конденсатор заряжают от источника тока (рис. 4). После замыкания цепи электроны проводимости перемещаются с одной обкладки на другую под действием электрического поля, создаваемого в проводнике источником. При этом одна обкладка приобретает




Рис. 4. Схема зарядки конденсатора.

избыточный отрицательный заряд, а другая, из которой ушли электроны, — такой же положительный заряд q. Заряды на обкладках создают поле между ними. Накопление заряда

происходит до тех пор, пока напряжение между обкладками не сравняется с ЭДС источника.

Электроемкостью (емкостью) конденсатора называют отношение заряда на одной обкладке к напряжению между обкладками

$$C = q / U. (12)$$

Единица емкости – ϕ *арад*: Φ = Кл/В (кулон на вольт).

Плоский конденсатор состоит из двух параллельных пластин площади S каждой, разделенных зазором малой ширины d. Емкость плоского конденсатора

$$C = \varepsilon \, \varepsilon_0 \, S/d, \tag{13}$$

где \mathcal{E} - диэлектрическая проницаемость диэлектрика, заполняющего зазор между обкладками.

Заряженный конденсатор обладает электрической энергией

$$W = qU/2 = CU^2/2 = q^2/(2C). (14)$$

Это выражение получим, рассматривая процесс разряда конденсатора через проводник с некоторым сопротивлением. Пусть при напряжении U' между обкладками небольшой заряд $d\,q'$ переместился с одной обкладки на другую. При этом силы поля совершили элементарную работу

$$dA = U'dq' = (q'/C)dq'$$
.

Проинтегрировав это выражение по q', получим суммарную работу сил поля при разряде конденсатора (она же равна энергии конденсатора)

$$A = W = q^2/2C.$$

В (11) мы рассматривали потенциальную энергию взаимодействия зарядов посредством электрического поля. Эту энергию имеет само поле и энергия зависит от напряженности поля. Рассмотрим однородное поле плоского конденсатора. Подставляя в формулу $W = CU^2/2$ выражение (13), получим

$$W = \varepsilon \varepsilon_0 SU^2/(2d) = (1/2)\varepsilon \varepsilon_0 (U/d)^2 Sd.$$

В однородном поле плоского конденсатора напряженность поля равна E = U/d. Произведение Sd равно объему V между обкладками конденсатора, в котором сосредоточено поле. Тогда энергия однородного поля напряженности E в объеме V

$$W = (\varepsilon \varepsilon_0 E^2/2)V.$$

Объемная плотность энергии электрического поля, $Дж/м^3$,

$$w = W/V = \varepsilon \varepsilon_0 E^2/2$$
.

В случае неоднородного поля полная энергия поля равна интегралу по объему, в котором есть поле,

$$W = \int (\varepsilon \varepsilon_0 E^2/2) dV.$$

Процессы зарядки и разрядки конденсатора занимают некоторое время т, зависящее от произведения емкости на сопротивление цепи:

$$\tau = R C. \tag{15}$$

Величина τ , $c = Om^{\cdot}\Phi$, называется *временем релаксации*. При разряде конденсатора напряжение уменьшается по закону

$$U = U_0 \exp(-t/\tau)$$
,

где U_0 — начальное напряжение. При зарядке конденсатора от источника с ЭДС U_0 напряжение возрастает по закону

$$U = U_0 (1 - \exp(-t/\tau)).$$

За время разрядки, равное τ , напряжение уменьшается в e=2,72 раза, а за время 10 τ – уменьшается в $e^{10}=22~000$ раз.

Несколько опытов выполняют в данной работе с конденсатором емкости 22 мк Φ , который разряжают (и заряжают) через сопротивление 100 Ом, при этом $\tau = 2 \cdot 10^{-3}$ с; следовательно, за время 0,02 с конденсатор практически полностью разрядится. Верно также, что за это время он полностью зарядится.

3. Измерение энергии электрического поля конденсатора калориметром

Калориметр – прибор для измерения количества теплоты, выделяющейся или поглощающейся в к.-л. физическом, химическом или биологическом процессе. Конструкции калориметров разнообразны и определяются характером изучаемых процессов.

В данной работе с помощью калориметра измеряют энергию заряженного конденсатора и проверяют зависимость энергии от напряжения.

Калориметр содержит три основных элемента:

- нагреватель (резистор), через который разряжают конденсатор и в котором электрическая энергия конденсатора полностью превращается в теплоту;
- нагреваемое калориметрическое тело;
- термометр для измерения приращения температуры тела, пропорционального количеству выделившейся теплоты.

В калориметре, разработанном на кафедре физики МГТУ им. Баумана [4], используется специальная лампа (рис. 5), которую будем называть *калориметрической лампой*, или *калориметром*. В стеклянном баллоне Б с разреженным газом находится нагреваемое калориметрическое тело КТ, содержащее электрический нагреватель Н и электрический термометр - терморезистор ТР.

Терморезистор представляет собой крошечную бусинку из полупроводника с двумя металлическими выводами. Сопротивление терморезистора сильно зависит от температуры – при возрастании температуры на $1\,^{\circ}$ С сопротивление уменьшается на несколько процентов. Поэтому малые изменения температуры легко измерять терморезистором.

Размер нагреваемого калориметрического тела всего примерно 1 мм, поэтому его теплоемкость и тепловая инерция очень малы.

Разряд конденсатора происходит практически мгновенно. Выделившаяся теплота Q быстро "перемешивается" по нагреваемому сплошному телу. За малое время перемешивания теплота не уходит наружу, а только повышает температуру тела на величину Δ T. Теплота и приращение температуры связаны соотношением

$$Q = C_T \Delta T, \tag{16}$$

где C_T , Дж/К, – теплоемкость нагреваемого тела калориметра.




Рис. 5. Калориметрическая лампа: Б – стеклянный баллон; KT – калориметрическое тело размером примерно 1 мм; H – нагревательная спираль; TP – терморезистор (термометр).

При малых ΔT приращение сопротивления терморезистора пропорционально изменению температуры

$$\Delta R = \alpha \Delta T,\tag{17}$$

где α – коэффициент пропорциональности.

Небольшое изменение сопротивления ΔR преобразуют с помощью специальной электрической схемы в «сигнальное» напряжение n, пропорциональное изменению сопротивления

$$n = \beta \Delta R. \tag{18}$$

Сигнальное напряжение после усиления измеряют аналоговым (стрелочным) прибором, его считывают в делениях шкалы n.

Объединяя формулы (16) – (18), получим

$$Q = k n$$
,

где $k = C_T / (\alpha \beta)$ – коэффициент пропорциональности.

Поскольку теплота равна энергии конденсатора W, имеем

$$W = Q = k n. (19)$$

Сигнальное напряжение n - есть энергия конденсатора в условных единицах, которые после градуировки пересчитывают в джоули. Для этого конденсатор емкости C, заряженный до напряжения U, разряжают через нагреватель калориметра и измеряют n. Тогда k находят из формулы

$$W = CU^2/2 = k n. (20)$$

Для проверки формулы (14) измеряют n при различном напряжении U конденсатора, по формуле (19) вычисляют энергию в джоулях и строят графическую зависимость W от U^2 . Эта зависимость должна быть линейной.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Лабораторная установка состоит из калориметра, источника питания и нескольких электрических схем (пронумерованных блоков) для выполнения заданий.

Задание 1. Продемонстрировать процессы зарядки и разрядки конденсатора, а также наличие энергии в заряженном конденсаторе.

Ознакомиться с установками.

В этом задании используется блок № 3. Конденсатор большой емкости (C = 0.022 Ф) заряжают и разряжают через лампу накаливания (24 В х 0,1 А). Лампа ограничивает ток, служит индикатором тока, а ее свечение при разряде конденсатора демонстрирует наличие энергии, запасенной в конденсаторе.

Блок питания (№ 2) состоит из двух последовательно включенных источников. Напряжение каждого из них можно изменять от 0 до 15 В ручками «ГРУБО» и «ТОЧНО» и измерять встроенным вольтметром. Выходное напряжение блока на проводниках с вилками равно сумме показаний двух вольтметров.

Блок питания соединяют с блоком №3 (или другими устройствами) двумя проводниками с вилками; красный провод имеет полярность « + ».

Внимание! Перед подключением (или отсоединением) блока питания от схем снять напряжение на выходных проводах тумблером «ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», не выключая сетевого питания источников.

Порядок выполнения задания.

- 1. По правилам техники безопасности источники питания должны быть заземлены. Клемма заземления находится на крепежной доске слева. Проверить наличие заземления. При его отсутствии - обратиться к дежурному.
 - 2. Выключить тумблер «ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
- 3. Подключить источник к входным гнездам блока № 3. Красный провод должен быть соединен с клеммой «+» блока № 3 (*Примечание*: конденсаторы большой емкости, называемые электролитическими, работают при определенной полярности на обкладках).
 - 4. Тумблер в блоке № 3 установить в положение «РАЗРЯДКА».
 - 5. Включить сеть двух источников кнопками «СЕТЬ».
- 6. Ручками «ГРУБО» и «ТОЧНО» установить суммарное напряжение двух источников 24 В.
 - 7. Включить тумблер «ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
- 8. В блоке № 3 установить тумблер в положение «ЗАРЯДКА». При этом через лампу начинает протекать зарядный ток, по яркости свечения лампы можно судить о величине тока. Объяснить, почему в процессе зарядки сила тока убывает?

После того, как свечение лампы прекратится, небольшой зарядный ток еще некоторое время протекает. Поэтому до полной зарядки продолжать процесс в течение примерно двадцати секунд.

- 9. Переключить тумблер в положение «РАЗРЯДКА» и наблюдать свечение лампы за счет энергии конденсатора при его разрядке. При этом источники питания не работают, в чем можно убедиться, выключив тумблер «ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
- 10. Повторить опыт. Измерить время, в течение которого наблюдается свечение лампы при зарядке и при разрядке конденсатора. Результаты записать в табл. 1.

Таблица 1

Характеристики демонстрационной установки

q = C U, Кл	<i>W</i> , Дж	Примерное время за-	$\tau = R C, c$
•		рядки (разрядки), с	·

- 11. Вычислить максимальные значения заряда q и энергии W конденсатора в опыте. Результаты записать в табл. 1.
- 12. Вычислить постоянную времени τ (см. (15)). Считать, что сопротивление лампы не зависит от силы тока. Результаты записать в табл. 1.
 - 13. Сравнить расчетное время т с измеренным. Сделать выводы.

Задание 2. Ознакомиться с калориметром.

Электрическая схема калориметра показана на рис. 6. Внутри крошечного калориметрического тела КТ находятся нагреватель Н сопротивлением 100 Ом и терморезистор




Рис. 6

(термометр) ТР сопротивлением 33 кОм. Терморезистор включен в схему, содержащую четыре плеча из резисторов, источник питания «ИСТ», усилитель постоянного тока «УПТ» и показывающий прибор Р. Эта схема преобразует небольшое изменение сопротивления ТР при нагревании калориметра в выходной сигнал калориметра.

Схема работает следующим образом. Перед каждым измерением энергии конденсатора показывающий стрелочный прибор должен быть на нуле. Этого добиваются вращением ручек «УСТАНОВКА НУЛЯ» (грубо и точно), которыми изменяют сопротивление переменных резисторов R4 и R5 настолько, чтобы потенциалы точек c и d стали одинаковыми.

Затем конденсатор C разряжают через нагреватель H, температура калориметра повышается на ΔT , а сопротивление TP уменьшается на ΔR . Вследствие этого потенциал точки c понижается, а точки d остается неизменным (потенциал отсчитываем от точки b). Поэтому между точками c и d возникает сигнальное напряжение. При разряде конденсатора стрелка показывающего прибора быстро отклоняется, максимальное отклонение n (в делениях шкалы) записывают. Оно пропорционально энергии конденсатора. Сразу после отклонения стрелка возвращается назад, поскольку калориметр охлаждается.

Порядок выполнения задания.

1. Ознакомиться с калориметром (блок №1). Калориметрическая лампа 1 расположена в камере с прозрачной крышкой (рис. 7). Нагреватель калориметра соединяют с конденсатором кабелем с разъемом 2. Ручками 5 «УСТАНОВКА НУЛЯ ГРУБО И ТОЧНО»




Рис. 7. Внешний вид блока №1: I – калориметрическая лампа; 2 – разъем для подключения нагревателя к конденсатору; 3 – установка нуля (редкая регулировка); 4 – показывающий прибор; 5 – установка нуля (грубо и точно); 6 – сетевой тумблер с индикаторной лампой

выставляют показывающий прибор 4 на нуль. Тумблером 6 «СЕТЬ» включают питание прибора.

Примечание: если ручками 5 нуль установить не удается, выставить их в среднее положение и воспользоваться дополнительной регулировкой 3 с помощью отвертки.

- 2. Вставить сетевую вилку в розетку и включить тумблер «СЕТЬ», при этом должна загореться индикаторная лампа.
 - 3. Ручками «УСТАНОВКА НУЛЯ» добиться нулевого показания прибора 4.

Задание 3. Выполнить градуировку калориметра.

Градуировка калориметра заключается в нахождении связи между показаниями регистрирующего прибора и энергией конденсатора (см. (19), (20)).

Порядок выполнения задания.

- 1. Ознакомиться с блоком № 4 и его схемой, приведенной на блоке и на рис. 8. Он содержит конденсатор емкости C = 22 мкФ, гнезда "U" для подключения источника напряжения, разъемы «ВЫХОДЫ НА КАЛОРИМЕТР 1 и 2» для подключения к блоку нагревателя Н калориметра, зарядное сопротивление R = 100 Ом и переключатель на четыре положения. Для ознакомления с устройством типичного конденсатора он показан в разобранном виде.
 - 2. На блоке питания выключить тумблер «ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
- 3. Подключить: а) источник питания к гнездам "U" блока №4; б) провода от калориметра к разъему «ВЫХОДЫ НА КАЛОРИМЕТР 2».




Рис. 8. . Схема блока №4: C = 22 мкФ; R = 100 Ом; H — нагреватель калориметра; TP — терморезистор; U = 0...30 В — напряжение источника.

- 4. Установить поворотный переключатель блока №4 в положение 3.
- 5. Установить напряжение источника в интервале U = 25...30 В. Напряжение измерять двумя вольтметрами источников и суммировать их показания. Такое же напряжение будет на заряженном конденсаторе. Включить тумблер «ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» блока питания.
- 6. Ручками «УСТАНОВКА НУЛЯ» добиться нулевого показания прибора калориметра.
- 7. Разрядить конденсатор через калориметр и заметить максимальное отклонение стрелки показывающего прибора в числе делений n. Для этого переключатель блока №4 перевести в положение 4. Значения U и n записать в табл. 2.

Примечание: если показывающий прибор калориметра «зашкаливает», уменьшить немного напряжение на конденсаторе.

Таблица 2

Градуировка калориметра

U, B	п, дел	<i>k</i> , Дж/дел	< <i>k</i> >, Дж/дел

Примечание: таблица должна содержать 3 строки

- 8. Повторить измерение (п.п. 6, 7) два раза. Перед каждым новым измерением выждать примерно полминуты для охлаждения калориметра и установить нуль.
- 9. По результатам измерений вычислить по формуле (20) значение k, взяв емкость конденсатора в фарадах. Вычислить среднее $\langle k \rangle$. Результаты записать в табл. 2.

Задание 4. Изучить зависимость энергии конденсатора от напряжения.

Порядок выполнения задания.

1. Задание выполняют с блоком № 4. Последовательность действий такая же, как в задании 3. Напряжение на конденсаторе уменьшать от 30 В до 8 В с шагом 3...4 В. Результаты измерения U и n записать в табл. 3.

Таблица 3

Энергия конденсатора

U, B	<i>n</i> , дел	U^2 , B ²	<i>W</i> , Дж

Примечание. Таблица должна содержать примерно 7 строк.

- 2. По результатам измерений: а) вычислить U^2 ; б) вычислить W по формуле $W = \langle k \rangle n$. Результаты записать в табл. 3.
- 3. Построить на миллиметровой бумаге графическую зависимость W от U^2 . Через отчетливо нанесенные экспериментальные точки и начало координат провести наилучшую «на глаз» прямую.
 - 4. Полученные результаты сравнить с (14). Сделать выводы.

Задание 5. Измерить КПД емкостного накопителя энергии.

Конденсатор часто используют в качестве накопителя электрической энергии, например, в фотографической лампе – вспышке. В ней сначала заряжают конденсатор в течение нескольких секунд от источника тока малой мощности, а затем накопленная энергия выделяется за сотую долю секунды в газоразрядной лампе, которая дает кратковременное, мощное световое излучение.

При зарядке конденсатора ток проходит по цепи, имеющей сопротивление. В результате в проводах и в резисторе (если он имеется) выделяется теплота Джоуля-Ленца Q. Теплота Q - это потери энергии в работе накопителя. КПД процесса зарядки конденсатора равен

$$\eta = W/(W+Q),\tag{21}$$

где W – энергия конденсатора.

Вывод теоретической формулы для $K\Pi Д$. Пусть в конденсаторе емкости C накоплен заряд q при напряжении U. При этом энергия конденсатора W = qU/2 (см. (14)). Энергия конденсатора и теплота получены за счет работы $cmoponhux\ cun$ источника, равной произведению заряда на ЭДС E источника

$$A_{\text{crop}} = qE = W + Q.$$

Тогда КПД

$$\eta = W / A_{\text{crop}} = (qU/2) / (qE) = U / (2E).$$
(22)

Как видно из вывода, КПД не зависит от сопротивления цепи (от него зависят сила зарядного тока и время зарядки). Наибольший КПД, равный $\eta=0,5$, будет в случае полной зарядки конденсатора, до ЭДС источника: U=E.

Таким образом, в емкостном накопителе энергии половина (или больше) работы источника тока бесполезно теряется на теплоту.

Порядок выполнения задания.

- 1. Для нахождения КПД измеряют калориметром энергию конденсатора W и теплоту Q в цепи зарядки. Опыт выполняют с блоком №4 при напряжении источника примерно 25 В.
- 2. Измерить энергию конденсатора W, как это выполнялось в задании 4. Результаты измерения U и n записать в табл. 4. Вычислить W по формуле $W = \langle k \rangle n$.

КПД емкостного накопителя энергии

<i>U</i> , B	п, дел	<i>W</i> , Дж	<i>n</i> ₁ , дел	<i>Q</i> , Дж	КПД η

- 3. До сих пор мы измеряли энергию конденсатора, разряжая его через нагреватель калориметра. Теперь поступим иначе будем заряжать конденсатор, пропуская зарядный ток через нагреватель калориметра. В этом случае будет измерена теплота Q, выделив-шаяся в зарядной цепи.
 - 4. Подключить калориметр к разъему «ВЫХОДЫ НА КАЛОРИМЕТР 1».
 - 5. Разрядить конденсатор, установив переключатель в положение 1.
- 6. Повернуть переключатель в положение 2, при этом пойдет зарядный ток через нагреватель калориметра и стрелка отклониться на n_1 делений. Результат измерения n_1 записать в табл. 4.
 - 7. Вычислить $Q = \langle k \rangle n_1$.
 - 8. Вычислить КПД по формуле (21). Результат записать в табл. 4.
- 9. Сравнить полученный результат с теоретическим значением (22). Сделать выводы.


Задание 6. Изучить изменение электрической энергии заряженных и отключенных от источника тока конденсаторов при изменении емкости системы.

Теория. Рассмотрим случай, когда конденсатор емкости C_1 имеет заряд q и <u>отключен</u> от источника тока. Энергия конденсатора $W_1 = q^2 / (2C_1)$ (см. (14). Будем изменять емкость конденсатора в заряженном состоянии. При этом заряд будет оставаться неизменным. При другой емкости, C_2 , энергия конденсатора $W_2 = q^2 / (2C_2)$. Отношение энергий

$$W_2 / W_1 = C_1 / C_2. (23)$$

Из (23) видно, что при уменьшении емкости энергия конденсатора возрастает, а при увеличении емкости – энергия уменьшается.

Рассмотрите механизм изменения электрической энергии (рис. 9). В случае плоского воздушного конденсатора, расстояние между пластинами которого будем изменять (рис. 9, a), объяснить



...

- за счет какой энергии возрастает энергия конденсатора при уменьшении емкости, т.е. при увеличении расстояния между обкладками?

- в какой вид энергии переходит электрическая энергия при возрастании емкости конденсатора, т.е. при сближении обкладок?

Обсудим другой вариант изменения емкости, который выполняют в данной работе (рис. 9, δ): к заряженному конденсатору емкости C_1 подключают незаряженный конденсатор емкости C_2 . В этом случае часть заряда перейдет на второй конденсатор. При этом суммарный заряд q сохранится и будет находиться в двух конденсаторах суммарной емкости $C = C_1 + C_2$. Полная энергия двух конденсаторов $W_2 = q^2 / (2(C_1 + C_2))$. И в этом случае, как и в (23), отношение энергий обратно отношению емкостей

$$W_2/W_1 = C_1/(C_1+C_2).$$
 (24)

Из (24) видно, что электрическая энергия системы уменьшилась. Объяснить, в какую форму энергии и как перешла энергия электрического поля при соединении конденсаторов?

Порядок выполнения задания. Задание выполняют с блоком № 5.

1. Ознакомиться с электрической схемой (рис. 10). Схема содержит: два конденсатора одинаковой емкости $C_1 = C_2 = 22$ мк Φ ; гнезда «U» для подключения источника пита-




Рис. 10. Схема блока №5: оба конденсатора имеют емкость 22 мкФ

ния; разъем «ВЫХОД НА КАЛОРИМЕТР» для подключения схемы к нагревателю калориметра; тумблер SA1 на три положения; тумблер SA2 на два положения и кнопочный выключатель SA3, который замкнут в утопленном положении.

- 2. Опыт будет выполняться в следующей последовательности. Сначала заряжают конденсатор C_1 и измеряют его энергию. Затем его снова заряжают, подключают к нему незаряженный другой конденсатор и измеряют суммарную энергию двух конденсаторов.
- 3. Тумблер SA2 отключить. Установить переключатель SA1 в положение 1 для зарядки конденсатора C_1 . Подать на схему напряжение около 25 В и зарядить конденсатор.
- 4. Установить переключатель SA1 в положение 3, при этом конденсатор C_1 разрядится через калориметр, а стрелка показывающего прибора отклонится на n_1 делений. Результат измерения n_1 записать в табл. 5.

Таблица 5

<i>n</i> ₁ , дел	<i>n</i> ₂ , дел	$W_2/W_1 = n_2 / n_1$

5. Снова зарядить конденсатор C_1 , установив переключатель SA1 в положение 1. Отключить его от источника питания, переведя переключатель SA1 в положение 2. Нажать на секунду кнопку SA3 и разрядить конденсатор C_2 , который может оказаться в заряжен-

ном состоянии. Включить тумблер SA2 и присоединить незаряженный конденсатор к заряженному.

- 6. Переключить SA1 перевести в положение 3 и измерить суммарную энергию двух конденсаторов. Отклонение стрелки прибора (n_2) записать в табл. 5.
- 7. Вычислить отношение W_2 / W_1 , равное отношению n_2 / n_1 . Результаты записать в табл. 5.
 - 8. Сравнить полученный результат с расчетом по формуле (24). Сделать выводы.

Задание 7. Измерить емкость конденсатора.

Известно много методов измерения емкости. Ясно, что емкость можно измерить с помощью калориметра.

Опыт выполняют с блоком № 6, который содержит конденсатор неизвестной емкости, переключатель «ЗАРЯДКА-РАЗРЯДКА», гнезда "U"для напряжения (примерно 30 В) и разъем для калориметра. Результаты измерения записать в табл. 6.

Таблица 6

Измерение емкости конденсатор			
R	и пеп	W $\Pi_{\mathcal{W}}$	$C \subset C$

U, B	п, дел	<i>W</i> , Дж	С, Ф

ВНИМАНИЕ! Выключить сетевое питание всей установки.

Контрольные вопросы

- 1. Что такое электрическое поле и его напряженность?
- 2. Каким свойством обладает потенциальное электрическое поле?
- 3. Что такое потенциал и напряжение?
- 4. Чему равна энергия системы точечных зарядов?
- 5. Что такое конденсатор и его емкость?
- 6. Чему равна энергия заряженного конденсатора?
- 7. Написать выражение для объемной плотности энергии электрического поля.
- 8. Каково устройство калориметра? Объяснить методику измерения энергии конденсатора.

Список рекомендуемой литературы

- 1. Калашников С.Г. Электричество: Учебное пособие. –М.: Наука. 1985.-576с.
- 2. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2.- М.: Наука. 1978.-480 с.
- 3. Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма: Учеб. Пособие для вузов. –М.: Высш. Шк., 1983.-279 с.
- 4. Фетисов И.Н. Измерение энергии стационарных электрического и магнитного полей с помощью калориметра. Шестая международная конференция "Физика в системе современного образования" (ФССО-01): Тез. доклада, том 2. Ярославль: Изд-во ЯГ-ПУ им. К.Д. Ушинского, 2001.