## Министерство высшего и среднего специального образования СССР

Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана

С.П. ЕРКОВИЧ, С. А. ВОРОБЬЕВ, А. Ф. НАУМОВ

### ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА

Методические указания к лабораторной работе O-22 по курсу общей физики Под редакцией А. Г. Андреева Москва, 1987

<u> Цель работы</u> - ознакомление со способами получения линейно поляризованного света, экспериментальная проверка закона Малюса по методу статистического корреляционного анализа, измерение степени поляризации света.

# ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Как известно, световые волны поперечны, то есть электрический ( $\vec{\bf E}$ ) и магнитный ( $\vec{\bf H}$ ) векторы колеблются в плоскостях, перпендикулярных направлению распространения волны (лучу  $\vec{\bf S}$ ). Обычные источники света являются совокупностью огромного числа быстро высвечивающихся ( $10^{-7} \dots 10^{-8}$  с) элементарных источников (атомов или молекул), испускающих свет независимо друг от друга, с разными фазами и с разными ориентациями векторов  $\vec{\bf E}$  и  $\vec{\bf H}$  . Ориентация векторов  $\vec{\bf E}$  и  $\vec{\bf H}$  в результирующей волне поэтому хаотически изменяется во времени, так что в плоскости, перпендикулярной лучу  $\vec{\bf S}$ , все направления колебаний оказываются равноправными. Такой свет называют <u>естественным или неполяризованным</u>.

При помощи специальных приспособлений (поляризаторов) естественный свет может быть превращен в линейно поляризованный. В линейно поляризованной световой волне пара векторов  $\vec{E}$  и  $\vec{H}$  не изменяет с течением времени своей ориентации. Плоскость, проходящая через вектор  $\vec{E}$  и луч  $\vec{S}$  называется в этом случае плоскостью колебаний, а проходящая через вектор  $\vec{H}$  и луч  $\vec{S}$ , называется плоскостью поляризации.

Естественный свет можно представить в виде суперпозиции двух некогерентных взаимно перпендикулярно поляризованных волн. На рис.1 представлен естественный свет, распространяющийся вдоль оси OZ в виде суперпозиции двух некогерентных волн, в одной из которых вектор  $\vec{\mathbf{E}}$  колеблется в плоскости XOZ с амплитудой  $E_X$ , а в другой, в плоскости YOZ, с амплитудой  $E_Y$ . В случав неполяризованного света  $E_X$ = $E_Y$ .




Рис. 1

Если на пути луча установить приспособление, которое пропускает только одну из упомянутых составляющих, то луч окажется линейно поляризованным. Такое оптическое устройство, которое преобразует естественный свет в линейно поляризованный, называется поляризатором.

Плоскость колебаний электрического вектора в волне, прошедшей через поляризатор, называется главной плоскостью поляризатора. Главной плоскостью поляризатора, показанного на рис.1, является плоскость XOZ.

Интенсивность I электромагнитной волны пропорциональна квадрату амплитуды вектора  $\vec{E}$ . Поэтому интенсивность естественного света, падающего на поляризатор P (рис.1) с точностью до коэффициента пропорциональности, будет  $I_0 = E_X^2 + E_Y^2 = 2E_X^2$ , а интенсивность света, прошедшего через поляризатор,  $I_P = E_X^2 = \frac{1}{2}I_0$ .

Всякий поляризатор может быть использован для исследования поляризованного света. В этом случае он называется анализатором.

Интенсивность I линейно поляризованного света после прохождения через анализатор зависит от угла  $\phi$  между главными плоскостями поляризатора и анализатора. Для установления этой зависимости обратимся к рис.2. Через анализатор A, главная плоскость которого образует угол  $\phi$  по отношению к главной плоскости поляризатора P, проходит составляющая- электрического вектора, параллельная главной плоскости анализатора и равная  $E_X \cos \phi$ . Поэтому интенсивность света I, прошедшего через анализатор, точностью до коэффициента пропорциональности

будет 
$$\mathbf{I} = \mathbf{E}_{\mathbf{X}}^2 \cos^2 \mathbf{\phi} = \frac{\mathbf{I}_0}{2} \cos^2 \mathbf{\phi}$$
. Соотношение

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{I}_0}{2} \cos^2 \mathbf{\phi} , \qquad (1)$$

согласно которому интенсивность света после анализатора пропорциональна квадрату косинуса угла между главными плоскостями поляризатора и анализатора, было установлено в 1808 г. Малюсом и называется законом Малюса.

Из закона Малюса следует, что если главные плоскости поляризатора и анализатора совпадают  $(\phi=0)$ , то интенсивность света максимальна. Если главные плоскости скрещены  $(\phi=\pi/2)$ , то интенсивность света равна нулю.




Рис.2

Опишем несколько способов получения линейно поляризованного света.

- 1. Преломление света в двоякопреломляющих кристаллах. Некоторые кристаллы обладают свойством двойного лучепреломления. Преломляясь в таком кристалле, световой луч разделяется на два луча с взаимно перпендикулярными плоскостями колебаний. Отклоняя один из лучей в сторону, можно получить линейно поляризованный свет. Так устроены поляризационные призмы.
- 2. Поглощение света в дихроических пластинках. У некоторых двоякопреломляющих кристаллов коэффициенты поглощения света для двух взаимно перпендикулярно поляризованных лу-

чей отличаются настолько сильно, что уже при небольшой толщине кристалла один из лучей поглощается почти полностью, и из кристалла выходит линейно поляризованный пучок света. Это явление носит название оптического дихроизма. Поляризаторы, изготовленные из дихроичных пластинок, называются поляроидами.

В данной работе поляроиды используются в качестве поляризатора и анализатора.

Поляроиды не являются идеальными поляризаторами. Естественный свет после прохождения через поляроид оказывается поляризованным лишь частично. Одной из характеристик частично поляризованного света является степень поляризации, которая определяется соотношением

$$P = \frac{I_{MAX} - I_{MIN}}{I_{MAX} + I_{MIN}},$$
(2)

где  $I_{MAX}$  и  $I_{MIN}$  - наибольшая и наименьшая интенсивности, наблюдаемые с помощью идеального анализатора, установленного на пути частично поляризованного света. В случае полностью поляризованного света, как видно из формул (2) и (1), степень поляризации равна единице; степень поляризации естественного света равна нулю.

#### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Прибор для экспериментальной проверки закона Малюса представляет собой коробку, на верхней части которой расположены лампа накаливания 1 (рис.3) и две стойки для крепления поляроидов - поляризатора и анализатора. Лампа накаливания является источником естественного света. В одной из стоек неподвижно закреплен поляризатор. Анализатор закреплен в диске с делениями для отсчета угла поворота анализатора и может свободно поворачиваться (от руки) вокруг горизонтальной оси. Шкала на диске имеет 360 делений, каждое из которых соответствует повороту на 1°.




Рис.3

На откидной крышке 2 в изолирующих кольцах закреплен фотоприемник 3. Фототок регистрируется непосредственно электроизмерительным прибором с числовым отсчетом. Фотоприемник работает в линейном режиме, при котором сила фототока  $J_{\Phi}$  пропорциональна интенсивности I падающего на него света. В этом случае вместо равенства (1) можно записать

$$J_{\Phi} \sim \cos^2 \varphi$$

Для работы в светлом помещении имеется дугообразная крышка, с помощью которой перекрывается «боковой» свет, падающий на анализатор.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

- 1. Проверить правильность присоединения проводов от фотоприемника к электроизмерительному прибору.
- 2. Включить прибор в электрическую сеть.
- 3. Открыть крышку с фотоприемником.

- 4. Вращая анализатор, убедиться в изменении интенсивности света, прошедшего от световой лампы через поляроиды.
- 5. Закрыть крышку.
- 6. Установить анализатор на деление  $\phi_0$ , указанное на установке. Угол  $\phi_0$  соответствует взаимно параллельному расположению главных плоскостей поляризатора и анализатора и, следовательно, максимуму интенсивности света, прошедшего анализатор.
- 7. Вращая анализатор, снять зависимость силы фототока  $J_{\Phi}$  от угла поворота анализатора  $\beta$  через каждые  $10^{\circ}$  от  $\phi_0$  до  $(\phi_0 + 90^0)$  (всего 10 точек). При этом угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора будет  $\phi = \beta \phi_0$ .
- 8. Результаты измерений силы фототока  $J_{\Phi}$  занести в табл.1, в которой указаны значения соответствующих косинусов и их квадратов.

Таблица 1

			Таолица		
№ п/п	$eta^0$	$\phi^0$	cos φ	$\cos^2 \phi$	$J_\Phi$ , мк $A$
1	$\phi_0$	0	1	1	
2	φ <sub>0</sub> +10	10	0,985	0,97	
3	φ <sub>0</sub> +20	20	0,940	0,88	
4	φ <sub>0</sub> +30	30	0,866	0,75	
5	φ <sub>0</sub> +40	40	0,766	0,59	
6	φ <sub>0</sub> +50	50	0,643	0,41	
7	φ <sub>0</sub> +60	60	0,500	0,25	
8	φ <sub>0</sub> +70	70	0,342	0,12	
9	φ <sub>0</sub> +80	80	0,174	0,03	
10	φ <sub>0</sub> +90	90	0,000	0,00	

## ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

# 1. Проверка закона Малюса.

Так как сила фототока  $J_{\Phi}$  пропорциональна интенсивности света I, падающего на фотоэлемент, то при справедливости закона Малюса (1) должна выполняться зависимость

$$\mathbf{J}_{\Phi} = \frac{1}{2} \mathbf{J}_{\Phi} \cos^2 \mathbf{\phi} , \qquad (3)$$

Обозначая фототок через y, а  $\cos^2 \phi$  через x, зависимость (3) можно представить в виде  $y = a_1 x$ . Следовательно, для подтверждения закона Малюса необходимо, чтобы на основании данных опыта подтверждалась гипотеза о линейной зависимости величин x и y. С этой целью по результатам измерений вычисляют основные статистические показатели эксперимента - среднеквадратические отклонения :

$$S_X = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (\overline{x} - x_i)^2}, \quad S_Y = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (\overline{y} - y_i)^2}$$

где n - число измерений,  $\overline{\mathbf{x}}$ ,  $\overline{\mathbf{y}}$  - средние значения величин  $\mathbf{x}_i$  и  $\mathbf{y}_i$ , коэффициент ковариации

$$\mathbf{K}_{XY} = \frac{1}{\mathbf{n} - 1} \sum_{i=1}^{\mathbf{n}} (\overline{\mathbf{x}} - \mathbf{x}_i) (\overline{\mathbf{y}} - \mathbf{y}_i),$$

и коэффициент корреляции

Для удобства вычислений рекомендуется воспользоваться табл.2.

Таблина 2

№ п/п	$x=\cos^2\varphi$	$y=J_{\Phi}$ , мкА	$(\overline{\mathbf{x}} - \mathbf{x_i})^2$	$(\overline{y} - y_i)^2$	$(\overline{x} - x_i)(\overline{y} - y_i)$
1					
-					
10					
	$\overline{\mathbf{x}} = \dots$	<u>y</u> =	$\sum_{i=1}^{n} (\overline{x} - x_i)^2 = \dots$	$\sum_{i=1}^{n} (\overline{y} - y_i)^2 = \dots$	$\sum_{i=1}^{n} (\overline{x} - x_i)(\overline{y} - y_i) = \dots$

Если коэффициент корреляции удовлетворяет неравенству

$$\frac{|\mathbf{r}|}{\sqrt{1-\mathbf{r}^2}}\sqrt{\mathbf{n}-2} > \mathbf{t}_{\alpha}(\mathbf{f}) \tag{4}$$

то с вероятностью ошибки α можно считать, что величины х и у действительно связаны линейной зависимостью и, следовательно, закон Малюса подтверждается.

Значения  $t_{\alpha}(f)$  - квантили распределения Стьюдента для различных уровней значимости  $\alpha$  и числа степеней свободы f=n-2 приведены в таблице, имеющейся в лаборатории. По этой таблице и критерию (4) следует определить уровень значимости  $\alpha$  и достоверность  $\gamma$  = n-2 подтверждения закона Малюса в условиях данного эксперимента.

# 2. Построение графика регрессии.

Если на опыте закон Малюса подтверждается, то экспериментальные точки на графике y=f(x) должны располагаться вблизи линии регрессии вида

$$\mathbf{y}_{\mathbf{X}} = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}_1 \mathbf{x} \tag{5}$$

для которой коэффициенты регрессии  $a_0$  и  $a_1$  рассчитываются по экспериментальным данным с помощью соотношений

$$\mathbf{a}_0 = \overline{\mathbf{y}} - \mathbf{r} \frac{\mathbf{S}_{\mathbf{Y}}}{\mathbf{S}_{\mathbf{X}}} \overline{\mathbf{x}} = \overline{\mathbf{y}} - \frac{\mathbf{K}_{\mathbf{XY}}}{\mathbf{S}_{\mathbf{Y}}^2} \overline{\mathbf{x}}$$
 (6)

$$\mathbf{a}_1 = \mathbf{r} \frac{\mathbf{S}_{\mathbf{X}}}{\mathbf{S}_{\mathbf{Y}}} = \frac{\mathbf{K}_{\mathbf{XY}}}{\mathbf{S}_{\mathbf{Y}}^2} \tag{7}$$

Вычислив по этим формулам коэффициенты  $a_0$  и  $a_1$ , постройте с их помощью график регрессионной зависимости  $y_X = a_0 + a_1 x$ . На поле графика нанесите все экспериментальные точки.

Оцените среднеквадратичные ошибки коэффициентов эмпирического уравнения регрессии по формулам

$$\mathbf{S}_{\mathbf{a}_0}^2 = \mathbf{S}_{\mathbf{YX}}^2 \left( \frac{1}{\mathbf{n}} + \frac{\left(\overline{\mathbf{x}}\right)^2}{\left(\mathbf{n} - 1\right)} \mathbf{S}_{\mathbf{X}}^2 \right), \tag{8}$$

$$\mathbf{S}_{\mathbf{a}_{1}}^{2} = \mathbf{S}_{\mathbf{YX}}^{2} \frac{1}{(\mathbf{n} - 1)\mathbf{S}_{\mathbf{X}}^{2}}, \tag{9}$$

$$\mathbf{S}_{\mathbf{YX}}^2 = \frac{\mathbf{n} - 1}{\mathbf{n} - 2} \mathbf{S}_{\mathbf{Y}}^2 \left( 1 - \mathbf{r}^2 \right) \tag{10}$$

## 3. Вычисление степени поляризации света, прошедшего через поляроид.

Поляроид не является совершенным поляризатором. Так как в нашей работе не только поляризатор, но и анализатор не являются идеальными, то степень поляризации определить непосредственно по соотношению (2) нельзя. Можно показать, что в этом случае степень поляризации

$$\mathbf{P} = \frac{1 - \mathbf{a}_0 / (2\mathbf{a}_1)}{1 + \mathbf{a}_0 / (2\mathbf{a}_1)} \tag{11}$$

где  $a_0$  и  $a_1$ - коэффициенты регрессии, вычисленные по формулам (б) и (7).

Вычислите степень поляризации, подставив в (11) найденные значения  $a_0$  и  $a_1$ .

Оцените квадратичную погрешность степени поляризации по квадратичным погрешностям величин  $a_0$  и  $a_1$ , пользуясь формулой

$$\mathbf{S}_{\mathbf{P}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \mathbf{a}_0}\right)^2 \mathbf{S}_{\mathbf{a}_0}^2 + \left(\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \mathbf{a}_1}\right)^2 \mathbf{S}_{\mathbf{a}_1}^2} = \sqrt{\frac{1}{\mathbf{a}_1^2} \mathbf{S}_{\mathbf{a}_0}^2 + \frac{\mathbf{a}_0^2}{\mathbf{a}_1^4} \mathbf{S}_{\mathbf{a}_1}^2}$$

где  $S_{a0}$  и  $S_{a1}$ ~ среднеквадратичные ошибки коэффициентов регрессии, найденные по формулам (8) и (9).

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Какой свет называют естественным?
- 2. Какой свет называют линейно поляризованным?
- 3. В чем состоит закон Малюса?
- 4. Чем вызвано отличие от нуля коэффициента регрессии  $a_0$ ?

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.З. Квантовая оптика, Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 2-е изд., перераб. М.: Наука, 1982. 304 с.
- 2. Ландсберг Г. С. Оптика. М.: Наука, 1976. 926 с.
- 3. Матвеев А.Н. Оптика. М.: Высшая школа, 1985. 351 с.
- 4. Еркович С.П. Методические указания по применению регрессионного и корреляционного анализа для обработки результатов измерений в физическом практикуме. М.: МВТУ, 1984. 9 с.