Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
С.Л. Тимченко, Н. А. Задорожный А.В. Семиколенов, В. Г. Голубев, А.В. Кравцов
ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТОВЫХ ВОЛН НА ГРАНИЦІ
РАЗДЕЛА ДИЭЛЕКТРИКОВ
Методические указания к лабораторной работе О-79 по курсу общей физики Под редакцией Горелика В.С.
Maayna
Москва

<u>Цель работы</u> - экспериментальное и теоретическое изучение процессов отражения естественного и плоскополяризованного света от диэлектрической поверхности.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Световые волны поперечны, т.е. электрический (\vec{E}) и магнитный (\vec{H}) векторы колеблются в направлениях, перпендикулярных к направлению распространения волны ($\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$).

Волна, изображенная на рис. І, является плоской, монохроматической, линейно поляризованной волной, в которой векторы \vec{E} и \vec{H} не теряют со временем своей ориентации. Плоскость \vec{E} , \vec{S} называется плоскостью поляризации. Естественный свет представляет собой суперпозицию двух некогерентных волн с взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации.





Рис. І

Формулы Френеля - соотношения, устанавливающие связь между амплитудами падающей, отраженной и прошедшей волнами.

Рассмотрим процесс отражения плоской монохроматической световой волны от границы диэлектрика (рис. 2), плоскость поляризации которой совпадает с плоскостью падения светового луча (P – компонента).



Из уравнений Максвелла следует, что соотношение между векторами \vec{E} и \vec{H} для плоской монохроматической волны, распространяющейся вдоль оси "х" с частотой ω , имеет вид [1]

$$H = \frac{nE}{\mu_0 \cdot c} \tag{I}$$

где с - скорость света в вакууме; n - комплексный показатель преломления, определяемый из уравнения

$$n^2 = \frac{\varepsilon - i\sigma}{\omega\varepsilon_0} \tag{2}$$

для проводящей среды с проводимостью σ и $\mu = 1$.

Если выделить действительную n и мнимую α части показателя преломления:

$$n = n - i$$
æ

то волну можно представить в следующей форме:

$$E = E_m \exp(\frac{-\omega \cdot \chi \cdot x}{c}) \cdot \exp(i \cdot \omega (t - \frac{n \cdot x}{c})),$$

откуда видно, что мнимая часть показателя преломления определяет коэффициент затухания волны $\frac{\omega \cdot \chi}{c}$. Затуханием волны в условиях данной задачи пренебрегаем.

Из уравнений Максвелла следует, что на границе раздела двух сред должны выполняться граничные условия:

тангенциальные компоненты напряженности электрического поля непрерывны

$$E_0 \cos \alpha_1 - E_1 \cos \alpha_1 = E_2 \cos \alpha_2; \tag{3}$$

нормальные компоненты вектора электрического смещения непрерывны,

$$\varepsilon_0(E_0 \sin \alpha_1 + E_1 \sin \alpha_1) = \varepsilon \varepsilon_0 E_2 \sin \alpha_2; \tag{4}$$

тангенциальные компоненты вектора напряженности магнитного поля непрерывны,

$$H_{0\tau} + H_{1\tau} = H_{2\tau}; (5)$$

нормальные компоненты вектора индукции магнитного поля непрерывны,

$$B_{0n} + B_{1n} = B_{2n}$$
.

Подставив (I) в (5), получим

$$\frac{(E_0 + E_1)}{\mu_0 c} = \frac{nE_2}{\mu_0 c} \,. \tag{6}$$

Без доказательства примем известный факт, что угол падения луча, имеющего амплитуду напряженности вектора электрического поля \vec{E}_0 , равен углу отражения отраженного луча с амплитудой \vec{E}_1 , а также что угол преломления α_2 связан с углом падения α_1 соотношением

$$n = \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} \tag{7}$$

Из (3), (6), (7) следует

$$r_p = \frac{E_1}{E_2} = \frac{\sin \alpha_1 \cos \alpha_1 - \sin \alpha_2 \cos \alpha_2}{\cos \alpha_1 \sin \alpha_1 + \sin \alpha_2 \cos \alpha_2} = \frac{tg(\alpha_1 - \alpha_2)}{tg(\alpha_1 + \alpha_2)},$$
 (*)

где $r_p = \frac{E_1}{E_0}$ - амплитудный коэффициент отражения для P - компоненты.

Коэффициентом отражения R называется отношение интенсивности отраженной волны І_{отр} к интенсивности падающей волны $I_{\text{пад}}$:

$$R = \frac{I oo}{I nn}$$


Интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды (I $\sim E^2)$ Получаем выражение для коэффициента отражения волны, поляризованной в плоскости падения:

$$R_p = \left[\frac{tg(\alpha_1 - \alpha_2)}{tg(\alpha_1 + \alpha_2)}\right]^2 \tag{8}$$

Если падающая волна поляризована в плоскости, перпендикулярной плоскости падения (S - компонента) (рис. 3), то условие равенства тангенциальных компонент электрического и магнитного поля будут выглядеть так:

$$E_{0} + E_{1} = E_{2},$$

$$H_{0} \cos \alpha_{1} - H_{1} \cos \alpha_{1} = H_{2} \cos \alpha_{2}.$$
(9)



Откуда после преобразований получим
$$r_s = \frac{E_1}{E_0} = -\frac{\sin\alpha_1\cos\alpha_2 - \cos\alpha_1\sin\alpha_2}{\sin\alpha_1\cos\alpha_2 + \cos\alpha_1\sin\alpha_2} = -\frac{\sin(\alpha_1 - \alpha_2)}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)}, \tag{**}$$

где r_s - амплитудный коэффициент отражения для S - компоненты.

Коэффициент отражения волны, поляризованной перпендикулярно плоскости падения, есть

$$R_s = \left[\frac{\sin(\alpha_1 - \alpha_2)}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)}\right]^2. \tag{10}$$

В случае нормального падения лучей, т.е. когда $\,\alpha_{_{\! 1}},\alpha_{_{\! 2}} \to 0\,,\, n_{_{\! 1}}\!=\!1,\, n_{_{\! 2}}\!=\!n\,$

$$R_s = R_p = \frac{(n-1)^2}{(n+1)^2} , \qquad (11)$$

Коэффициент пропускания $D = (\frac{E_2}{E_1})$ можно получить из очевидного соотношения R + D = 1

При отражении P - компоненты, если выполнено условие $\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{\pi}{2}$,

 R_p обращается в 0 . Это соответствует углу $\alpha_1=\alpha_{\scriptscriptstyle B}$, где $\alpha_{\scriptscriptstyle B}$ - угол Брюстера:

$$tg\alpha_{\scriptscriptstyle E}=n$$
.

Интенсивность естественного света может быть представлена как сумма интенсивностей двух плоскополяризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях волн, например S - и P - компонент:

$$I = I_s + I_p$$

Причем у естественного света $I_s = I_p$, откуда коэффициент отражения

$$R = (R_s + R_p)/2 \tag{12}$$

На рис.4 представлены зависимости коэффициентов отражения R_s (R_{\perp}), R_p (R_{\parallel}) и R (R_{ecm}) от угла падения α.




Рис. 4. Зависимости коэффициентов отражения от угла падения

Если естественный свет падает под углом $\alpha_{\scriptscriptstyle B}$ на диэлектрическое зеркало, то отражается только S - компонента, т.е. отраженный свет полностью поляризован (Рис.5).




Рис. 5. Поляризация при отражении и преломлении: $\alpha E + \beta = \pi/2$

Оптическое устройство, преобразующее естественный свет в линейно поляризованный, называется поляризатором. Плоскость поляризации прошедшей световой волны называется главной плоскостью поляризатора.

Если вращать плоскость поляризатора, то при определенной ориентации интенсивность прошедшей световой волны I достигает максимального значения I_{\max} . При повороте плоскости поляризатора на 90° интенсивность прошедшей световой волны будет равна I_{\min} . Свет, у которого $I_{\max} \neq I_{\min}$, называется эллиптически поляризованным. Степень поляризации эллиптически поляризованного света

$$\Pi = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}.$$

Для естественного света $\Pi=0$, для линейно поляризованного $\Pi=1$. Степень поляризации отраженного луча от диэлектрической поверхности в этом случае

$$\Pi = \frac{R_s - R_p}{R_s + R_p} \,.$$
(13)

. Рассмотрим прохождение через границу линейно поляризованной волны, в которой электрическое поле совершает колебания под произвольным углом δ к плоскости падения. Угол δ называется азимутом колебания падающей волны. Для анализа отражения вектор амплитуды $\mathbf{E}^{\text{пад}}$ надо разложить на две компоненты, для которых справедливы формулы Френеля (рис. 6).




Рис. 6. Направление колебаний электрического поля в падающей (а) и отраженной (б) волнах.

Очевидно, что
$$\mathbf{E} \parallel^{\pi \ a \ \mu} = \mathbf{E}^{\pi \ a \ \mu} \cos \delta$$
; $\mathbf{E} \parallel^{\pi \ a \ \mu} = \mathbf{E}^{\pi \ a \ \mu} \sin \delta$ (14)

Так как каждая из компонент имеет свой коэффициент отражения, то азимут колебания в отраженной волне будет другим (рис. 6). Так как $R \perp > R_{\parallel}$ для всех углов падения, кроме 0 и $\pi/2$, то $\omega > \delta$. Плоскость колебания линейно поляризованной волны повернулась при отражении на угол

$$\psi = \omega - \delta \tag{15}$$

Из рис. 6б следует, что

$$tg \omega = E_{\perp}^{orp} / E_{\parallel}^{orp}$$
 (16)

С учетом (*), (**), (14), (16) получим для азимута отраженной волны: $tg\ \omega = -tg\ \delta\ (\cos(\alpha-\beta\)\ /\cos(\alpha+\beta)). \eqno(17)$

Частный случай: азимут колебания в падающей волне $\delta = \pi/4$. Тогда $\psi = \omega - \delta$

$$tg \Psi = tg (\omega - \pi/4) = (1 - tg \omega) / (1 + tg \omega).$$
 (18)

Из (15) и (16) после преобразований следует, что

tg Ψ =
$$-(\cos \alpha (1 - \sin^2 \beta)^{1/2} (\sin \alpha \sin \beta)^{-1})$$
 (19)

Заменяя в (17) sin в по закону преломления, получим для угла поворота плоскости

поляризации при отражении выражение:

$$\Psi = \arctan(\cos\alpha (n^2 - \sin^2\alpha)^{1/2} \sin^{-2}\alpha)$$
 (20)

Анализируя (20), можно заметить, что при падении света с азимутом колебаний $\delta = \pi/4$ на границу диэлектриков под углом полной поляризации αB , плоскость колебаний поворачивается на угол $\psi = \pi/4$.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общий вид установки для исследования законов отражения от диэлектрической поверхности представлен на рис. 7. Установка включает в себя лазер He-Ne (1 мВт, λ =0,6328 мкм.), фотодатчик, многопредельный измерительный прибор с усилителем, показания, которого пропорциональны интенсивности регистрируемого излучения, поляризатор, анализатор, столик с призмой (флинтглас n = 1.63, преломляющий угол 60°), поворотное радиальное устройство, транспортир.



Рис. 7. Общий вид установки

Поворотное радиальное устройство (рис. 8), состоящее из треножника, в котором закрепляются штативные стержни, столика с призмой, транспортира со стрелкой, позволяет установить угол падения луча на призму и направить отраженный лазерный луч на фотодатчик.



Рис. 8. Поворотное радиальное устройство

_

Поляризатор представляет собой поляроид, закрепленный в оправе, имеющей шкалу с делениями 0-90°, и может вращаться вокруг оптической оси и задавать плоскость поляризации: в плоскости падения - P - волну; перпендикулярно плоскости падения - S - волну.

Анализатор представляет собой поляроид, закрепленный в оправе, имеющей шкалу с делениями 0- 90° , и может вращаться вокруг оптической оси, предназначен для определения степени поляризации отраженного света.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

На рис. 9 дана схема установки призмы, транспортира и лазерного луча при угле падения $\alpha=0$, где 1- затемненная сторона призмы; 2- столик ;3- транспортир; 4- стрелка-указатель; 5- штативный стержень; 6- лазерный луч.




Рис. 9. Установка призмы при угле падения $\alpha = 0$.

Задание 1.

- . Исследование законов отражения плоскополяризованного света (плоскость поляризации ориентированна в плоскости падения, Р компонента).
- 1. Включить лазер, прогреть его в течение 5 минут.




Рис.10. Плоскость поляризации ориентированна в плоскости падения (Р - компонента).

- 2.2-й поляризатор установить так, как показано на рис. 10, чтобы плоскость колебаний электрического поля волны совпадала с плоскостью падения (90° по шкале поляроида). Анализатор перед фотодатчиком убрать.
- 3. Положение лазера подобрать так, чтобы луч распространялся параллельно стержню и проходил через центр столика для призмы. Транспортир установить в положение «нуль» (рис. 9).
- 4. Установить предел измерительного прибора 20В. Развернуть штативный стержень с фотоэлементом, вдоль нулевого деления транспортира. Установить первичную интенсивность I_0 луча вращением 1-го поляризатора так чтобы показания измерительного прибора не превышали 10 В. Показания записать в таблицу 1.
- 5. Поместить призму на столик, отражающей поверхностью в центре (рис. 9). Падающий луч должен отражаться в обратном направлении. Это соответствует углу падения $\alpha = 0$. Закрепить транспортир и столик с призмой верхним винтом.
- 6. Ослабить нижний винт. Поворачивая столик с призмой и транспортиром, установить угол падения α в пределах от 15°до 80° с шагом 5°. При этом необходимо развернуть и стержень с фотоэлементом, и добиться максимальных показаний прибора. Для каждого угла падения α ,показания прибора (Ip), пропорциональные интенсивности отраженного света, поляризованного в плоскости падения, записать в таблицу 1.

Задание 2.

Исследование законов отражения плоскополяризованного света (плоскость поляризации ориентирована перпендикулярно плоскости падения, S –компонента).

1. 2-й поляризатор установите на 0°(рис. 11).. Теперь колебания электрического поля в волне происходит перпендикулярно плоскости падения. Анализатор перед фотодатчиком убрать.




Рис. 11 Плоскость поляризации ориентирована перпендикулярно плоскости падения (S –компонента)

- 2.Положение лазера подобрать так, чтобы луч распространялся параллельно стержню и проходил через центр столика для призмы. Транспортир установить в положение «нуль» (рис. 9).
- 3. Развернуть штативный стержень с фотоэлементом, вдоль нулевого деления транспортира. Предел измерительного прибора 20В. Установить первичную интенсивность I_0 луча вращением 1-го поляризатора так чтобы показания измерительного прибора не превышали 10 В. Показания записать в таблицу 1.
- 4. Поместить призму на столик, отражающей поверхностью в центре (рис. 9). Падающий луч должен отражаться в обратном направлении. Это соответствует углу падения $\alpha = 0$. Закрепить транспортир и столик с призмой верхним винтом.
- 5. Ослабить нижний винт. Поворачивая столик с призмой и транспортиром, установить угол падения α в пределах от 15°до 80° с шагом 5°. При этом необходимо развернуть и стержень с фотоэлементом, и добиться максимальных показаний прибора. Для каждого угла падения показания прибора (Is), пропорциональные интенсивности отраженного света, поляризованного перпендикулярно плоскости падения, записать в таблицу 1.

Залание 3.

(для более глубокого изучения теории отражения)

Исследование изменения направления поляризации при отражении под разными углами (выполняется при наличии дополнительного поляризатора-анализатора)

- 1. Установите лазер, как в п. 1 задания 2 (рис. 11). 2-й поляризатор установите по шкале на 45° . Теперь колебания электрического поля в волне происходят под углом 45° к плоскости падения, т. е. азимут колебания падающей волны $\delta = \pi/4$.
- 2. Поворачивая столик с призмой, изменять угол падения α от 20° до 80° с шагом 10° . При этом, поворачивая штативный стержень с фотоэлементом, добиться максимальных показаний прибора.
- 3. Установить анализатор в отраженном пучке. Вращая анализатор, найти для каждого угла падения α направление колебаний в отраженной волне (ω). Оно соответствует максимальной интенсивности света, пропускаемого анализатором. Значения углов ω записать в таблицу 1.

ТАБЛИЦА 1

							111	раници и
α	I_s	I_p	ω	Ψ	R_s	R_p	R _{ect}	П
	отн.ед.	отн.ед.						
10								
15								
20								
80								
Io								
отн.ед.								

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- 1. Рассчитать значения коэффициентов отражения R s и R $_{\rm p}$. Отнести значения показаний приборов I_{p} , I_{s} к соответствующим значения м $I_{\rm 0}$ падающего излучения. Результаты занести в таблицу 1.
- 2. Рассчитать значения коэффициентов отражения для естественного света R $_{\rm ect}$ по формуле (12). Результаты занести в таблицу 1
- 3. Рассчитать степень поляризации Π отраженного луча по формуле (13) Результаты занести в таблицу 1.
- 4. Построить теоретическую зависимость $R = f(\alpha)$ для P и S компонент плоскополяризованного света по формулам (8) и (10). Значение показателя преломления n указано на экспериментальной установке. На построенные графики нанести экспериментальные точки отчетливыми знаками (например, P компонента крест, S компонента кружок).
- 5. Построить теоретическую зависимость $R = f(\alpha)$ для естественного света по формуле (12) в том же масштабе, что для P и S компонент. По данным таблицы на этом же графике нанести экспериментальные точки коэффициента отражения для естественного света отчетливым знаком (например, квадрат).
- 6. Построить теоретическую зависимость степени поляризации отраженного луча $\Pi = f(\alpha)$ по формуле (13).
 - 7. Рассчитать угол поворота плоскости поляризации при отражении $\psi = \delta \omega = \pi/4 \omega$. Построить график зависимости $\psi(\alpha)$.
- 8. По формуле (20) рассчитать значения ψ угла поворота плоскости поляризации при отражении, соответствующие разным углам падения α (20° ÷ 80°) и построить теоретическую зависимость $\psi(\alpha)$.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

- 1. Определить по графикам величину угла Брюстера, а по величине этого угла рассчитать показатель преломления п призмы и сравнить его с указанным на экспериментальной установке значением.
 - 2. Сделать вывод о степени поляризации отраженного луча.
 - 3.Сделать вывод об интенсивности отраженного луча и его S- и P- компонент.
- 4. Сравните экспериментальную и теоретическую зависимости угла поворота плоскости поляризации при отражении. Определите угол Брюстера αB , зная, что при угле падения, равном αB , плоскость колебаний при отражении поворачивается на $\pi/4$.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

- 1. Вывести формулу (II), исходя из формул (8) и (10) и проанализировать влияние показателя преломления ($n=1,2\div 1,8$) на величину коэффициента отражения при нормальном падении лучей.
- 2. Показать, что естественный свет можно рассматривать как совокупность S- и P компонент.
 - 3. Построить график зависимости коэффициента отражения для света, поляризованного под углом к плоскости падения (например, $\phi = 30^{\circ}$, 45° 60°).

Контрольные вопросы

- 1. Запишите формулы Френеля. Какие величины они связывают? Для какого света применимы?
- 2. Что называется коэффициентом отражения? От чего зависит его величина?
- 3. Как рассчитать коэффициент отражения при нормальном падении света на границу двух диэлектриков, а также при произвольном угле падения?
- 4. Какой свет называется естественным? Линейно поляризованным? Частично поляризованным?
- 5. В чем заключается закон Брюстера?
- 6. Что такое степень поляризации?
- 7. Что называется азимутом колебания электрического поля волны?
- 8. Если на границу двух диэлектриков падает под углом Брюстера естественный свет, то каким будет состояние поляризации отраженного света? Преломленного света?
- 9. Почему при отражении линейно поляризованной волны происходит поворот плоскости поляризации?
- 10. Начертите график зависимости коэффициента отражения от угла падения для волны:
- а) поляризованной в плоскости падения;
- б) поляризованной перпендикулярно плоскости падения;
- в) неполяризованной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

- 1. Матвеев А.И. Оптика. М.: Высш. шк., 1989. 351 с.
- 2.Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 3. М.: Наука, 1987. 317 с.
- 3. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Оптика / Д. В. Сивухин. М.:Наука, 1980. Т. IV, гл V. §§ 62, 65.
- 4. Бутиков Е. И. Оптика / Е. И. Бутиков. C-Пб.: Невский диалект,2003. Гл. 3.
- 5. Иродов И. Е. Волновые процессы Основные законы / И. Е.Иродов. М.: Лаборатория базовых знаний, $2002. \Gamma$ л. $6. \S \S 6.1$, 6.2.
- 6. Ландсберг Г. С. Оптика / Г. С. Ландсберг. М.: Физматгиз, 2003. Гл. XVI.