ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА

Методические указания к лабораторной работе Э10 по курсу общей физики. Под редакцией С.Н Тараненко. Издательство МГТУ, 1993.

Рассмотрено гальваномагнитное явление - эффект Холла, экспериментальное изучение которого проведено на образце из германия. Для студентов 2-го курса всех специальностей.

Цель работы: изучение эффекта Холла; исследование проводимости материала образца - определение знака и концентрации носителей тока, постоянной Холла, удельной проводимости, а также сопротивления материала образца.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Если к граням AA' и CC' проводящей одномерной пластины приложена некоторая разность потенциалов (рис. 1, фронтальная проекция пластины), то в ней возникает электрический ток (для определенности считаем, что носители тока - положительные).




Рис. 1

У однородной пластины, при отсутствии магнитного поля, падение потенциала вдоль граней АС и А'С' будет равномерным и, следовательно, потенциалы в симметричных точках О и О' одинаковы. Если же пластину с током поместить в магнитное поле, направленное перпендикулярно боковым граням, то между точками О и О' возникнет разность потенциалов U, которую можно измерить вольтметром, подключенным к этим точкам.

Наблюдаемое явление называют эффектом **Холла**, а возникающую поперечную разность потенциалов - **холловским напряжением**.

Опытным путем в 1879 г. Холл установил, что возникающая разность потенциалов

$$\mathbf{U} = \mathbf{R}_{\mathbf{H}} \frac{\mathbf{BJ}}{a} \tag{1}$$

где $\mathbf{R}_{\mathbf{H}}$ - коэффициент пропорциональности (постоянная Холла), зависящий от материала пластины; \mathbf{B} - индукция магнитного поля; \mathbf{J} - ток в образце; \boldsymbol{a} - ширина пластины.

Исследования показали, что эффект Холла наблюдается во всех проводниках и полупроводниках. При изменения направления тока или направления магнитного поля на противоположное меняется знак разности потенциалов в выражении (1).

Возникновение эффекта Холла можно объяснить следующим образом. Пусть ток J в пластине обусловлен движением положительных зарядов e, концентрация которых p, а средняя скорость упорядоченного движения v. Тогда сила тока

$$J=epvS$$
 (2)

где S - площадь поперечного сечения пластины.

При наложении магнитного поля, индукция которого равна $\vec{\mathbf{B}}$, на каждый носитель тока действует сила Лоренца

$$\vec{\mathbf{F}} = \mathbf{e}\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}},\tag{3}$$

направленная (в рассматриваемом примере) вверх. Под действием этой силы заряды \boldsymbol{e} отклоняются к верхней грани пластины, где возникает их избыток, а вблизи нижней грани обнаруживается их недостаток. Таким образом, в пластине возникает поперечное электрическое поле с напряженностью \mathbf{E} . Это поле действует на носители тока с силой

$$\vec{\mathbf{F}} = \mathbf{e}\vec{\mathbf{E}} \,. \tag{4}$$

направленной противоположно силе Лоренца. Когда электрическая сила уравновесит силу Лоренца, наступит динамическое равновесие и между гранями пластины установится холловская разность потенциалов U. Из уравнений (3) и (4) следует, что

$$eE=evB.$$
 (5)

отсюда напряженность электрического поля

$$\mathbf{E} = \mathbf{v} \mathbf{B}. \tag{6}$$

Полагая поперечное электрическое поле однородным, можно записать

$$\mathbf{U} = \mathbf{E}\mathbf{d} = \mathbf{v}\mathbf{B}\mathbf{d}.\tag{7}$$

где **d** - высота пластины.

Определив по формуле (2) величину V и подставив ее в (7), получим

$$U = \frac{1}{ep} \cdot \frac{JB}{a} \tag{8}$$

Таким образом, найденная разность потенциалов совпадает с экспериментальной (1). Сравнивая формулы (1) и (8), видим, что постоянную Холла можно записать в виде

$$\mathbf{R}_{\mathrm{H}} = \frac{1}{\mathrm{ep}} \tag{9}$$

Формулу (9) можно обобщить на случай одновременного присутствия двух типов носителей заряда: электроны с концентрацией \mathbf{n} и дырки с концентрацией \mathbf{p} в полупроводниках. Вектор плотности продольного тока

$$\vec{\mathbf{j}}_{\parallel} = -\mathbf{e} \, \mathbf{n} \, \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{n}} + \mathbf{e} \, \mathbf{p} \, \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{p}} \tag{10}$$

где ${\bf e}$ - заряд дырки (${\bf e}$ >0); - ${\bf e}$ - заряд электрона (- ${\bf e}$ <0). Векторы скорости электронов и дырок в зависимости от напряженности продольного электрического поля ${\bf E}_{\parallel}$:

$$\vec{\mathbf{v}}_{n} = -\boldsymbol{\mu}_{n} \vec{\mathbf{E}}_{||}; \quad \vec{\mathbf{v}}_{p} = \boldsymbol{\mu}_{p} \vec{\mathbf{E}}_{||}, \tag{11}$$

где μ_n, μ_p - величины подвижностей электронов и дырок.

Подвижность (физический смысл) - средняя скорость направленного движения, приобретаемая носителем тока в электрическом поле, напряженность которого равна единице, т.е. 1 В/м, Таким образом, вектор продольной плотности тока

$$\vec{\mathbf{j}}_{\parallel} = \left(\mathbf{e} \, \mathbf{n} \, \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{n}} + \mathbf{e} \, \mathbf{p} \, \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{p}} \right) \vec{\mathbf{E}}_{\parallel} \tag{12}$$

Согласно закону Ома в дифференциальной форме

$$\vec{j}_{\parallel} = \sigma \vec{E}_{\parallel}$$

Сравнивая (11) и (12), находим удельную проводимость материала

$$\sigma = e n \mu_n + e p \mu_n \tag{13}$$

Из соотношений (11) следует, что электроны и дырки двигаются в разные стороны вдоль пластины, однако сила Лоренца действует на них в одну сторону, в данном случае - к верхней грани:

$$\vec{\mathbf{F}}_{\Pi n} = (-\mathbf{e})\vec{\mathbf{v}}_{n} \times \vec{\mathbf{B}} = \mathbf{e}\mu_{n}\vec{\mathbf{E}}_{\parallel} \times \vec{\mathbf{B}};$$
(14)

$$\vec{\mathbf{F}}_{\mathrm{JIp}} = e\vec{\mathbf{v}}_{\mathrm{p}} \times \vec{\mathbf{B}} = e\mu_{\mathrm{p}}\vec{\mathbf{E}}_{\parallel} \times \vec{\mathbf{B}}., \tag{15}$$

Итак, на положительные и отрицательные заряды в поперечном направлении действуют напряженности поля сторонних сил

$$\mathbf{E}_{\mathbf{p}} = \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{p}} \mathbf{E}_{\parallel} \mathbf{B}; \quad \mathbf{E}_{\mathbf{n}} = -\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{n}} \mathbf{E}_{\parallel} \mathbf{B}$$
 (16)

Скорость дрейфа положительных и отрицательных зарядов в поперечном направлении:

$$\mathbf{v}_{\mathbf{p}\perp} = \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{p}} \left(\mathbf{E}_{\mathbf{p}} + \mathbf{E}_{\perp} \right) \tag{17}$$

$$\mathbf{v}_{\mathbf{n}\perp} = \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{n}} \left(\mathbf{E}_{\mathbf{n}} + \mathbf{E}_{\perp} \right) \tag{18}$$

где \mathbf{E}_{\perp} - напряженность поперечного электрического поля, возникающего при появлении поверхностных зарядов на верхней и нижней гранях (за положительное направление поперечной оси принимается направление от нижней к верхней грани пластины). Полная плотность тока в поперечном направлении с учетом (16)... (18) имеет вид

$$\mathbf{j}_{\perp} = \mathbf{e} \mathbf{p} \mathbf{v}_{\mathbf{p} \perp} - \mathbf{e} \mathbf{n} \mathbf{v}_{\mathbf{n} \perp} = \left(\mathbf{e} \mathbf{p} \mu_{\mathbf{p}}^{2} - \mathbf{e} \mathbf{n} \mu_{\mathbf{n}}^{2} \right) \mathbf{E}_{\parallel} \mathbf{B} + \left(\mathbf{e} \mathbf{p} \mu_{\mathbf{p}} + \mathbf{e} \mathbf{n} \mu_{\mathbf{n}} \right) \mathbf{E}_{\perp}$$
(19)

Плотность поперечного тока \mathbf{j}_{\perp} характеризует скорость накопления поверхностных зарядов. В установившемся (стационарном) режиме $\mathbf{j}_{\perp}=\mathbf{0}$, следовательно, напряженность поперечного электрического поля (Холла);

$$\mathbf{E}_{\perp} = \frac{\mathbf{n}\mu_{\mathbf{n}}^2 - \mathbf{p}\mu_{\mathbf{p}}^2}{\mathbf{p}\mu_{\mathbf{p}} + \mathbf{n}\mu_{\mathbf{n}}} \mathbf{E}_{\parallel} \mathbf{B}$$
 (20)

Напряжение Холла U (разность потенциалов между верхней и нижней гранями пластины);

$$\mathbf{U} = -\mathbf{E}_{\perp} \mathbf{d} = \mathbf{R}_{\mathbf{H}} \mathbf{B} \mathbf{j}_{\parallel} \mathbf{d} \tag{21}$$

С учетом (4), (5), (12) постоянная Холла в общем случав

$$\mathbf{R}_{\mathrm{H}} = \frac{\mathbf{p}\mu_{\mathrm{p}}^{2} - \mathbf{n}\mu_{\mathrm{n}}^{2}}{\mathbf{e}\left(\mathbf{p}\mu_{\mathrm{p}} + \mathbf{n}\mu_{\mathrm{n}}\right)^{2}} \mathbf{E}_{\parallel} \mathbf{B}$$
 (22)

При наличии только положительных носителей тока (n=0) формула (22) идентична (9).

Как следует из (22), постоянная Холла $\mathbf{R}_{\mathbf{H}}$ зависит от материала пластины, а ее знак совпадает со знаком заряда основных носителей тока. Поэтому по постоянной Холла для проводников и полупроводников можно судить о природе их приводимости. При электронной проводимости $\mathbf{R}_{\mathbf{H}} \!\! < \! \mathbf{0}$, а при дырочной $\mathbf{R}_{\mathbf{H}} \!\! > \! \mathbf{0}$.

Если в полупроводнике существуют одновременно оба типа проводимости, то по знаку $\mathbf{R}_{\mathbf{H}}$ можно судить о том, какой из них преобладает.

Этот факт можно использовать для экспериментального определения знака носителей тока. Подключим к точкам О и О' универсальный цифровой вольтметр В7-27 с указателем знака напряжения (рис. 2). Тогда по знаку напряжения Холла можно определить знак носителей тока. В используемом цифровом вольтметре положительное напряжение соответствует положительным носителям, отрицательное – отрицательным.




Рис. 2

Однако, поскольку припаять проводники, идущие от вольтметра В7-27, к двум совершенно симметричным точкам О и О' практически невозможно, то и при отсутствии магнитного поля (В=0) вольтметр показывает некоторое напряжение, т.е. существует дополнительная поперечная разность потенциалов за счет несимметричности контактов О и О'. Эту погрешность можно устранить в данной работе с помощью компенсационного метода (см.ниже).

Если в материале преобладает один из типов проводимости, то через постоянную Холла можно выразить концентрацию и подвижность носителей тока.

Действительно, пусть, например, $\mathbf{p} >> \mathbf{n}$, тогда из (13), (22) получаем:

$$\mathbf{p} = \frac{1}{\mathbf{eR_H}} \tag{23}$$

$$\mu_{p} = \frac{\sigma}{ep} = \sigma R_{H} = \frac{R_{H}}{\rho}$$
 (24)

где

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

удельное сопротивление. Подвижность, вычисленную таким образом, называют подвижностью Холла.

Постоянная Холла в этом случае

$$\mathbf{R}_{\mathbf{H}} = \frac{\mathbf{U} \cdot \mathbf{d}}{\mathbf{R} \mathbf{I}} \tag{25}$$

где U - показания вольтметра B7-27.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Представленная на рис. 2 рабочая схема для изучения эффекта Холла дополнена резистивным компенсатором (рис. 3), позволяющим с помощью регуляторов грубой $\mathbf{R}_{\Gamma P}$ и точной $\mathbf{R}_{\text{МА}\Gamma}$ (магазин сопротивлений) настройки уменьшить значение побочной (нехолловской) разности потенциалов до допустимых значений - нескольких единиц младшего разряда показаний цифрового вольтметра.




Рис. 3

При выполнении работы рекомендуется:

- 1) точную настройку проводить с использованием ручек «+100 Ом», «+10 Ом», «+1 Ом» от магазина сопротивления;
- 2) поддерживать ток в образце на заданном уровне;
- 3) периодически контролировать степень компенсации побочной разности потенциалов при отключенном источнике питания ВС-24М и проводить, если это необходимо, коррекцию.

Задание № 1. Определение знака носителей тока.

- 1. Переключатель режимов измерений цифрового вольтметра B7-27 установить в положение 1V.
- 2. Переключатель K_1 перевести в положение «+J».
- 3. Переключатель К₂ перевести в положение «+В».
- 4. Установить с помощью источника питания «Электроника» ток J_{OBP} =20 мA, протекающий через образец.

Замечание. Так как в катушке электромагнита ток отсутствует, то индукция магнитного поля, а также холловская разность потенциалов равны нулю, и, следовательно, цифровой вольтметр показывает в этом случае побочную разность потенциалов.

- 5. Используя регуляторы $R_{\Gamma P}$ и $R_{MA\Gamma}$, скомпенсировать побочную разность потенциалов до значений одной-двух единиц младшего разряда показаний цифрового вольтметра.
- 6. Установить с помощью источника питания BC-24M ток J_{KAT} в катушке электромагнита J_{KAT} =2 A.
- 7. По показанию цифрового вольтметра, измеряющего напряжение Холла, определить знак носителей тока (положительным носителем тока соответствуют значения напряжения Холла со знаком «плюс»).

Задание № 2. Изучение зависимости напряжения Холла от величины и направления магнитного поля при различных значениях тока в образце.

- 1. Перевести переключатели « K_1 » и « K_2 » в положения «+J» и «+B». Установить ток в образце равным 10 мА. Записать в табл. 1 соответствующее этому току падение напряжения на образце $U_{\text{O}\text{D}\text{P}}$. Получить зависимость напряжения Холла U от тока в катушке электромагнита, увеличивая J_{KAT} на 0,5 A в интервале от 0 во 3 A. Данные занести в табл. I
- Повторить измерения для токов в образце, равных 15 мА и 20 мА. Данные занести в табл. 1.
- 2. Изменить направление магнитного поля относительно образца, для чего перевести переключатель « K_2 » в положение «-В». Повторить измерения по п. 1. Данные занести в табл. 2

J _{KAT} , A	«+В», Тл	$J_{O B P}$ =10 мА, $U_{O B P}$ =	Ј ОБР=15 мА,	J _{ОБР} =20 мА,	
		U _{ОБР} =	U _{ОБР} =	$\mathbf{U}_{\mathbf{O}\mathbf{b}\mathbf{P}}\!\!=\!\!\dots$	
		U, B	U, B	U, B	R, м ³ /Кл
0					
3,0					

Таблица 2

J _{KAT} , A	«-В», Тл	J_{OBP} =10 mA, U_{OBP} =	Ј ОБР=15 мА,	J _{ОБР} =20 мА,	
		U _{ОБР} =	U _{ОБР} =	$U_{Obp}=$	
		U, B	U, B	U, B	R, м ³ /Кл
0					
3,0					

Замечание. Значения индукции магнитного поля В определяются по графику В=В(J_{КАТ}).

Анализ и обработка результатов измерений

1.C помощью формулы (25) вычислить значения постоянной Холла $\mathbf{R_H}$ при токе в образце 20 мА и различных значениях индукции магнитного поля. Вычисления провести дважды - по данным табл. 1 и 2.

Найти в обоих случаях среднее значение постоянной Холла <**R**_H>.

2. Определить относительную погрешность δR_H полученного значения постоянной Холла.

$$\delta \mathbf{R}_{\mathbf{H}} = \delta \mathbf{U} + \delta \mathbf{J}_{\mathbf{O}\mathbf{D}\mathbf{P}} + \delta \mathbf{B} + \delta \mathbf{a} \tag{26}$$

где δa - относительная погрешность измерений стрелочными приборами.

Ток \mathbf{J}_{KAT} рассчитать по формуле

$$\delta \mathbf{J}_{KAT} = \mathbf{k} \frac{a_{N}}{\mathbf{z}} \tag{27}$$

 ${f k}$ - класс точности прибора; ${m a}_{
m N}$ - нормирующее значение. Относительная погрешность измерений холловской разности потенциалов цифровым вольтметром

$$\delta \mathbf{U} = \pm \left[0, 2 + 0, 1 \left(\frac{\mathbf{U}_{\text{MAX}}}{|\mathbf{U}|} - 1 \right) \right]$$

где U_{MAX} - приведенное значение напряжений на шкале вольтметра; U - показание вольтметра. Замечание. Относительную погрешность измерения индукции магнитного поля δB принять равной относительной погрешности измерения силы тока в катушке электромагнита δJ_{KAT} . Погрешностью измерения ширины пластины δa пренебречь.

Контрольные вопросы.

- 1. В чем состоит сущность эффекта Холла?
- 2. Как определить направление силы Лоренца?
- 3. Объясните принцип нахождения знака носителей тока в образце.
- 4. Что такое подвижность носителей тока и как она связана с проводимостью?
- 5. Зависит ли постоянная Холла от геометрических размеров образца?

- 6. Какова размерность постоянной Холла?
- 7. Почему меняется ток, проходящий через образец, при изменении тока в катушке электромагнита?

Литература

- 1. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. М.: Наука, Т. 2.
- 2. Сивухин Д.В. Общий курс физики: В 5 т. М.: Наука, 1977, Т.3.
- 3. Савельева А.И., Фетисов И.Н. Обработка результата измерений при проведении физического эксперимента: Метод. указан. М.: Изд-во МГТУ, 1990.