Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Н.А. Гладков, Л.Ю. Глазкова.

ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ В ГАЗАХ

Методические указания к лабораторной работе MT-1 по курсу общей физики. Москва, 2005

В методических указаниях содержатся краткие теоретические сведения по теме «Явления переноса», объясняющие эти процессы с точки зрения молекулярно-кинетической теории. Представлены основные соотношения, аналитически описывающие явление внутреннего трения. В экспериментальной части изучается течение газа в узкой трубке для определения коэффициента вязкости. Описаны установка, порядок проведения эксперимента и процесс обработки экспериментальных данных.

Для студентов первого курса, изучающих тему «Молекулярная физика и термодинамика».

Цель работы — изучение вязкости (внутреннего трения) воздуха как одного из явлений переноса в газах.

Теоретическая часть.

Явления переноса — это необратимые процессы, возникающие при нарушении равновесия в физической системе и стремящиеся привести систему в равновесное состояние. Каждое из явлений переноса связано с неоднородностями плотности, температуры или скорости упорядоченного перемещения отдельных слоев вещества. Выравнивание неоднородностей приводит к возникновению явлений переноса. Явления переноса в газах и жидкостях состоят в том, что в этих веществах возникает упорядоченный направленный перенос массы (диффузия), импульса (внутреннее трение) и внутренней энергии (теплопроводность). В химически однородном газе диффузия есть перенос массы газа из области с большей плотностью в область с меньшей плотностью. Теплопроводность осуществляется в макроскопически неподвижной неравномерно нагретой среде и представляет собой перенос энергии в форме теплоты. Внутренним трением, или вязкостью, называется появление сил трения между слоями жидкости или газа, движущимися параллельно друг другу с разными скоростями, что приводит к переносу импульсов упорядоченного движения молекул.

Все эти явления молекулярно-кинетическая теория объясняет хаотическим тепловым движением частиц системы и неодинаковыми значениями какой-либо величины в разных частях системы (пространственная неоднородность ее состава вызывает диффузию, разность температур - теплопроводность, разность скоростей ее слоев — вязкость).

Вязкость газов возникает в результате суперпозиции упорядоченного направленного движения параллельных слоев газа, перемещающихся с различными скоростями, и хаотического движения молекул. В результате хаотического теплового движения молекулы переходят из слоя в слой, частично теряя или увеличивая свой «упорядоченный» импульс. Это означает, что на более медленно движущийся слой действует ускоряющая сила, а на быстро движущийся слой - тормозящая сила.

В случае медленного движения газа в прямой цилиндрической трубе малого диаметра (капилляре) течение можно считать ламинарным, т. е. упорядоченным. Газ перемещается соосными с капилляром цилиндрическими слоями.

Согласно основному закону вязкого течения, установленному И. Ньютоном в 1687 году, между слоями возникает сила внутреннего трения, которая в случае ламинарного течения газа по капилляру имеет вид

$$F = -\eta \frac{dV}{dr} S , \qquad (1.1)$$

где F — тангенциальная (касательная) сила внутреннего трения, действующая на элемент слоя площадью S; η - коэффициент динамической вязкости; $\frac{dV}{dr}$ - градиент скорости течения (быст-

рота изменения скорости от слоя к слою). Знак «-» в формуле (1.1) означает, что скорость газа при удалении от оси трубки убывает.

Для идеального газа

$$\eta = \frac{1}{3}\rho\lambda u \,, \tag{1.2}$$

где ρ - плотность газа; λ - средняя длина свободного пробега молекул, т. е. среднее расстояние, которое пробегают молекулы между двумя последовательными столкновениями. Ее рассчиты-

вают по формуле $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d_{3\phi}^2 n}$, где n — концентрация молекул газа; $d_{3\phi}$ - эффективный диа-

метр молекул, т. е. минимальное расстояние, на которое сближаются при столкновениях центры молекул. При небольших изменениях температуры в первом приближении




Рис. 1. Течение газа через капилляр

эффективный диаметр можно считать величиной постоянной для данного газа. Также в формуле (1.2) u — средняя скорость теплового движения молекул, $u = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$, где μ - молярная масса

газа; R — универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(моль·К).

Мысленно выделим в капилляре воображаемый цилиндрический объем газа радиусом r и длиной l, как показано на рис. 1. Обозначим давления на его торцах как P_1 и P_2 . При установившемся течении сила давления на торцы цилиндра

$$F_T = (P_1 - P_2)\pi r^2$$

уравновесится силой внутреннего трения F, которая действует на боковую поверхность цилиндра со стороны внешних слоев газа:

$$F - F_T = 0.$$
 (1.3)

Силу внутреннего трения определяют по формуле Ньютона (1.1). Учитывая, что $S=2\pi rl$ и скорость V(r) уменьшается при удалении от оси трубы, т. е. $\frac{dV}{dr}$ < 0 , можно записать

$$F = -\eta \frac{dV}{dr} 2\pi rl . ag{1.4}$$

В этом случае условие стационарности (1.3) запишется в виде

$$(P_1 - P_2)\pi r^2 + \eta \frac{dV}{dr} 2\pi r l = 0.$$
 (1.5)

Интегрируя это равенство, получаем

$$V = -\frac{P_1 - P_2}{4\eta l}r^2 + C$$

где C - постоянная интегрирования, которая определяется граничным условием на внутренней поверхности капилляра.

При r=R скорость газа должна обратиться в нуль, поскольку сила внутреннего трения о стенку капилляра тормозит смежный с ней слой газа. Тогла

$$V = \frac{P_1 - P_2}{4\eta l} \left(R^2 - r^2 \right). \tag{1.6}$$

Подсчитаем объемный расход газа Q, т. е. объем, который протекает за единицу времени через поперечное сечение трубы. Через кольцевую площадку с внутренним радиусом r и внешним радиусом r+dr ежесекундно протекает объем газа $dQ=2\pi r dr V(r)$. Тогда

$$Q = \int_{0}^{R} 2\pi r V(r) dr = \pi \frac{P_{1} - P_{2}}{2\eta l} \int_{0}^{R} (R^{2} - r^{2}) r dr$$

или

$$Q = \pi \frac{P_1 - P_2}{8\eta l} R^4. \tag{1.7}$$

Формула (1.7) называется формулой Пуазейля и используется для экспериментального определения коэффициента вязкости газа.

Формула Пуазейля была получена в предположении ламинарного течения газа или жидкости. Однако с увеличением скорости потока движение становится турбулентным и слои смешиваются.

При турбулентном режиме течения возникают микрообъемы газа, каждый из которых проходит некоторое расстояние как целое в любом направлении с определенной скоростью. При турбулентном движении скорость в каждой точке меняет свое значение и направление, сохраняется только ее среднее значение. Характер движения жидкости или газа в трубе определяется так называемым безразмерным числом Рейнольдса, являющимся основным критерием, определяющим режим течения газа:

$$Re = \frac{\langle V \rangle R\rho}{n} \tag{1.8}$$

где <*V*> — средняя скорость потока; ρ — плотность жидкости газа. Переход ламинарного режима в турбулентный происходит при числе Рейнольдса, называемом критическим.

В гладких цилиндрических каналах переход от ламинарного течения к турбулентному происходит при $Re\approx1000$. Поэтому в случае использования формулы Пуазейля необходимо обеспечить выполнение условия Re<1000. Кроме того, эксперимент необходимо проводить таким образом, чтобы сжимаемостью газа можно было пренебречь. Это возможно тогда, когда перепад давлений в капилляре значительно меньше самого давления, т. е. $\Delta P << P$. В используемой установке давление газа несколько больше атмосферного (10^3 см вод. ст. или $9.8\cdot10^4$ Па), а перепад давлений составляет от 10 см вод. ст. (это приблизительно 1% от атмосферного).

Формула (1.7) справедлива для участка трубы, в котором установилось постоянное течение с квадратичным законом распределения скоростей (1.6) по сечению трубы. Такое течение устанавливается на некотором расстоянии от входа в капилляр, поэтому для достижения достаточной точности эксперимента необходимо выполнение условия R << L, где R — радиус; L — длина капилляра.

Для определения коэффициента вязкости воздуха предназначена экспериментальная установка $\Phi\Pi\Gamma$ 1-1, общий вид которой изображен на рис. 2. Воздух в капилляр 6 нагнетается микрокомпрессором, размещенным в блоке приборов 3. Объемный расход воздуха измеряют реометром 5, название которого происходит от греческих слов *peoc* (течение) и *метрео* (измерять), а нужное значение расхода устанавливают регулятором «Воздух», который находится на

передней панели блока приборов. Для измерения разности давлений воздуха на концах капилляра предназначен U-образный водяной манометр 2. Геометрические размеры капилляра: радиус R = 0.5 мм, длина L = 10 см.




Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки ФПТ 1-1:

1 - блок рабочего элемента; 2 - манометр; 3 - блок приборов;

4 - стойка; 5 - реометр; 6 — капилляр.

Порядок выполнения работы

- 1. Включить установку тумблером «Сеть».
- 2. С помощью регулятора «Воздух» установить по показаниям реометра выбранное значение объемного расхода воздуха $Q=0.5 \text{ m}^3/c$.
- 3. Измерить разность давлений $\Delta P = P_1 P_2$ в коленах манометра, учитывая, что 1 см вод. ст. = $0.98 \cdot 10^2$ Па. Значения O и ΔP занести в таблицу.

| Номер измерения | <i>Q</i> , м ³ /c | ΔР, Па | η, кг/(м·с) |
|-----------------|------------------------------|--------|-------------|
| | | | |

- 4. Повторить 5 раз измерения по пп. 2-3, предварительно уменьшая расход воздуха, а затем вновь его восстанавливая до значения $Q = 0.5 \text{ m}^3/\text{c}$.
- 5. Установить регулятор расхода воздуха на минимум, после чего выключить установку тумблером «Сеть».

Обработка результатов измерений

1. Для каждого опыта определить по формуле Пуазейля коэффициент вязкости воздуха:

$$\eta = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8QL}.$$

2. Найти среднее значение коэффициента вязкости

$$<\eta>=\sum_{i=1}^5\eta_i$$
.

3. По формуле $u = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$ вычислить среднюю скорость теплового движения молекул воздуха,

учитывая, что молярная масса воздуха μ = 29·10⁻³ кг/моль, а универсальная постоянная R = 8,31 Дж/(моль·К).

- 4. По формуле $\lambda = \frac{3 < \eta >}{\rho u}$ вычислить среднюю длину свободного пробега молекул. Плотность воздуха при температуре t=20 °C равна $\rho=1,2$ кг/м³.
- 5. Оценить погрешность результатов измерения, используя работу [1]. Результаты эксперимента

представить в виде
$$\eta=<\eta>\pm\sigma$$
 , где $\sigma=\sqrt{\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\left(<\eta>-\eta\right)^{2}}{n-1}}$

Контрольные вопросы.

- 1. Какие явления переноса Вы знаете? Как объясняет эти явления молекулярно-кинетическая теория?
- 2. Объясните явление внутреннего трения в идеальном газе с точки зрения молекулярнокинетической теории.
- 3. Напишите и объясните формулу Ньютона для внутреннего трения.
- 4. Какой физический смысл имеет коэффициент вязкости? В каких единицах СИ измеряется эта величина?
- 5. Напишите формулу для коэффициента вязкости идеального газа.
- 6. Какая величина называется средней скоростью теплового движения молекул идеального газа? От чего зависит средняя скорость теплового движения молекул?
- 7. Какая величина называется средней длиной свободного пробега молекулы? От каких физических величин она зависит?
- 8. В чем заключается капиллярный метод определения коэффициента вязкости газов? Выведите формулу Пуазейля. При каких условиях ее применяют?
- 9. Как изменяется скорость движения газа по радиусу канала при ламинарном режиме течения?
- 10. Как оценить среднюю длину свободного пробега и эффективный диаметр молекулы газа, используя явление внутреннего трения в газах?
- 11. Почему при строительстве магистральных газопроводов используют трубы большого диаметра, а не увеличивают давление газа при его транспортировании?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- **1.** *Савельева А.И.*, *Фетисов И.Н.* Обработка результатов измерений при проведении физических экспериментов: Метод, указания. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999.
- 2. Матвеев А.М. Молекулярная физика. М.: Высш. шк., 1981.
- 3. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. Т. 1: Механика. М.: Наука, 1998.
- 4. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. М.: Наука, 1990.